

Clínicamente probado, método no invasivo de profilaxis para reducir la incidencia de la trombosis venosa profunda (TVP)

- Para uso en pacientes con condiciones de alto riesgo, como la obesidad, la edad avanzada, malignidad o tromboembolismo previo.
- El controlador neumático proporciona intermitente de impulsos de aire comprimido que secuencialmente inflan las múltiples cámaras de la manga de inicio en el tobillo y se mueven hacia arriba de la pierna. Resulta en una acción de ordeño en forma de onda que vacía las venas y resulta aumentado considerablemente la velocidad de pico del flujo sanguíneo.
- Las fundas desechables disponibles en la rodilla y a lo largo del muslo.
- Manga disponible a lo largo del muslo en un envase estéril para uso en la pierna envuelta durante cirugía mayor de la cadera.
- Equipado con características que aseguran el máximo control, la máxima seguridad y comodidad del paciente.
- Puede detectar la velocidad de recarga vascular individual de cada paciente para administrar la terapia de compresión más confiable, eficiente y personalizada en el mercado.

