

## Una solución económica cardiotocográfica

El Monitor Fetal Compact II DRE es una unidad compacta, con todas las funciones diseñadas para uso obstétrico en oficinas, clínicas y hospitales. Proporciona monitoreo confiable y preciso de la salud del feto en ambos embarazos individuales y dobles.

### Características:

- Las señales se superponen para la verificar y discernir frecuencias cardíacas individuales en embarazos de gemelos
- Incluye pantalla de visualización con gráficos plegables de 5.5", grandes números y formas de onda de fácil lectura
- Ultrasonido impermeable y transductores TOCO
- Copia de seguridad de la memoria para vigilancia
- Sistema de monitoreo central de apoyo
- Compatible con 150/152 mm de papel de impresión térmica
- Opcional batería de iones de litio garantiza la movilidad
- 8. Parámetros opcionales de monitoreo de ECG Directo y de la presión intrauterina disponibles

